


TiLENE®



タイレーン メッシュ


鼠径ヘルニア修復用チタンコーティングメッシュ



株式会社メディカルリーダース

生体適合性

患者様の術後QOL向上に貢献することを期待して、従来のポリプロピレンにチタンをコーティングしました。




軽量化

ライトウェイト(35g/m²)に加え、エクストラライトウェイト(16g/m²)もご用意しました。

製品名:タイレーン メッシュ (099 繊維布 (2) ヘルニア ①一般)

医療機器製造販売承認番号: 22200BZX00830000


製品番号	サイズ(a×b)	繊維重量	販売単位
6000843	10 cm × 15 cm	エクストラライト (16g/m ²)	1箱(3枚入)
6000844		ライト (35g/m ²)	1箱(3枚入)
★6000845		ストロング (65g/m ²)	1箱(3枚入)



製品名:タイレーン プラグセット (099 繊維布 (2) ヘルニア ②形状付加)

医療機器製造販売承認番号: 22200BZX00830000


製品番号	サイズ		販売単位
	プラグ(φ)	オンレイ	
6000978	S (6cm)	5cm×13cm	1箱(2セット入)
6000990	M (8cm)		1箱(2セット入)
6001002	L (10cm)		1箱(2セット入)



製品名:タイレーン プレップ (099 繊維布 (2) ヘルニア ②形状付加)

医療機器製造販売承認番号: 22800BZX00365000

製品番号	サイズ (a×b)	繊維重量	販売単位
6001005	S (9cm×12cm)	ライト (35g/m ²)	1箱(2枚入)
6001008	M (10cm×13cm)		1箱(2枚入)
★6001011	L (11cm×14cm)		1箱(2枚入)



※ ★印のついた商品は受注製品のため、お手数ですが事前にお問い合わせください。

※ 単回使用(エチレンオキサイドガス滅菌)

※ 添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。

※ 予告なく内容の変更をすることがあります。

■製造元

pfmmedical

pfm medical titanium gmbh ドイツ

■製造販売元



株式会社メディカルリーダース

第一種医療機器製造販売業許可番号: 13B1X00172

本社

〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル

TEL: 03-5803-9271 FAX: 03-5803-9275

<http://www.leaders.co.jp>